



AVANTAGES

- **Large gamme** de ciseaux, pinces et dissecteurs à usage unique pour répondre à l'ensemble des pratiques de coeliochirurgie
- **Association** d'un instrument « FULL DISPOSABLE » et d'une poignée réutilisable
- **Sécurité** d'un insert **neuf** et **fiable**, intégralement à **usage unique**
- **Système de codes couleur** pour une identification rapide de l'instrument
- Produits **Eco-Développement** par la diminution des déchets
- **Double emballage** et **étiquette de traçabilité** pour le dossier patient



Flexibilité et adaptabilité

La gamme d'instrument de laparoscopie X-Line est l'association d'un instrument « FULL DISPOSABLE » et d'une poignée réutilisable.

Elle confère au chirurgien l'**ergonomie** et la **fiabilité d'utilisation d'une poignée réutilisable avec la performance d'un instrument neuf à usage unique.**

L'ensemble des instruments est adaptable sur les poignées de la gamme X-Line.



Système « Click and Fix »

Les poignées réutilisables offrent le système de verrouillage et déverrouillage sécurisé « CLICK and FIX ».

Il permet une interopérabilité des inserts à usage unique et réutilisables pour une grande flexibilité lors de l'intervention.

Les moulages en PPS (polyphénylène sulfide) offrent une grande résistance mécanique et chimique aux produits de désinfection et aux cycles de stérilisation à l'autoclave 134°C - 18 minutes.




Coût - Performance

La gamme X-LINE de Comepa Industries offre un excellent rapport coût / performance pour une utilisation prolongée et sécurisée.


Elle apporte la possibilité d'une utilisation ponctuelle des inserts usage unique disponibles « en satellite », permettant de pallier rapidement au manque ou à un défaut d'un instrument réutilisable.

Cette gamme de produit est Eco-développement car elle réduit le poids des déchets et évite l'ouverture de boîte de coeliochirurgie intempestive.

CODE COULEUR :




Poignées réutilisables disponibles :



INSERTS MONOPOLAIRES À USAGE UNIQUE




Ciseaux




Metzenbaum courbe gainé
Longueur de coupe 15 mm

- Ø 3 mm L. 27 cm **CI303803**
- Ø 5 mm L. 25 cm **CI303812SG**
- Ø 5 mm L. 33 cm **CI303812G***
- Ø 5 mm L. 45 cm **CI303812LG**



Metzenbaum courbe
Longueur de coupe 15 mm


- Ø 5 mm L. 33 cm **CI303812**



Metzenbaum courbe gainé
Mini mors - Longueur de coupe 12 mm

- Ø 5 mm L. 25 cm **CI303816SG**
- Ø 5 mm L. 33 cm **CI303816G**
- Ø 5 mm L. 45 cm **CI303816LG**


Dissecteurs



Maryland


- Ø 3 mm L. 27 cm **PI303802D3***
- Ø 5 mm L. 25 cm **PI303802S**
- Ø 5 mm L. 33 cm **PI303802***
- Ø 5 mm L. 45 cm **PI303802L**

Pinces




Duckbill fenêtrée

- Ø 3 mm L. 27 cm **PI303822D3**
- Ø 5 mm L. 25 cm **PI303822S***
- Ø 5 mm L. 33 cm **PI303822***
- Ø 5 mm L. 45 cm **PI303822L**




Fenêtrée dentelée (Clinch)

- Ø 3 mm L. 27 cm **PI303823D3***
- Ø 5 mm L. 25 cm **PI303823S**
- Ø 5 mm L. 33 cm **PI303823**
- Ø 5 mm L. 45 cm **PI303823L**




Mors striés larges

- Ø 3 mm L. 27 cm **PI303825D3**
- Ø 5 mm L. 25 cm **PI303825S**
- Ø 5 mm L. 33 cm **PI303825**
- Ø 5 mm L. 45 cm **PI303825L**



Babcock


- Ø 3 mm L. 27 cm **PI303821D3 ***
- Ø 5 mm L. 25 cm **PI303821S**
- Ø 5 mm L. 33 cm **PI303821**
- Ø 5 mm L. 45 cm **PI303821L**



Babcock fenêtré

- Ø 3 mm L. 27 cm **PI303824D3 ***
- Ø 5 mm L. 25 cm **PI303824S**
- Ø 5 mm L. 33 cm **PI303824**
- Ø 5 mm L. 45 cm **PI303824L**


Standard



Poignée ergonomique standard

Compatible 3 et 5 mm **CPR303***

À crémaillère



Poignée à crémaillère interne

Compatible 3 et 5 mm **CPR304***



Poignée à crémaillère externe

Compatible 3 et 5 mm **CPR305***

*At our stock in Geneva

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• QUALITY • SECURITY • ECONOMY

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10