


LANDANGER
AIGUILLE D'INSUFFLATION
DISPOSABLE INSUFFLATION NEEDLE

Témoin de contrôle
Visual indicator


Enceinte sonore
"Click" amplifier

Extrémité mousse rétractable
Retractable blunt tip



Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Créez un pneumopéritoine pour réaliser vos interventions coelioscopiques.
Create a pneumoperitoneum to perform your laparoscopic procedures.



Caractéristiques techniques / *Specifications*

- + Clic sonore dès le pneumopéritoine perforé.
Audible click as the perforated pneumoperitoneum is perforated.
- + Indicateur visuel de perforation.
Visual indicator of perforation.
- + Robinet de raccord Luer-Lock intégré.
Stopcock with Luer-lock connection.



Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* :

Oxyde d'éthylène / *Ethylene Oxyde*

Durée de conservation / *Sterility life span* :

5 ans / *5 years*

Emballage / *Packaging* :

Double emballage / *Double pouch*

Interne Tyvek, externe papier / *Inner Tyvek, outer paper*

Étiquettes repositionnables x 4 / *Repositionable labels x4*



Référence
Code

Longueur
Length

Diamètre
Diameter



E201152*

120 mm

2,1 mm

25

E201155*

150 mm

*Références disponibles dans notre stock REY Médical SA
References available in our stock at REY Médical SA

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time