

LANDANGER

ÉVACUATEUR DE FUMÉE SMOKE EVACUATION FILTER



Désinsufflation contrôlée
Controlled desinsufflation

Filtrage des combustions
Filtering of fumes

Réduction des odeurs
Odor decrease

Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Limitez la fumée chirurgicale générée lors de vos procédures laparoscopiques et améliorez la visibilité du champ opératoire.

Protégez vos équipes des fumées nocives.

Decrease surgical smoke generated during your laparoscopic procedures and improve your field of vision.

Protect your teams from nocives fumes.



Caractéristiques techniques / *Specifications*

+ Rétention des particules carcinogènes, bactéries, cellules, virus... jusqu'à 99,9999%.
Retention of carcinogenic particles, bacteria, cells, virus... up to 99.9999%.

+ Filtration des odeurs jusqu'à 48%.
Odors filtration up to 48%.

+ Flux d'évacuation réglable en continu.
Continuously adjustable evacuation flow.



Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* :

Oxyde d'éthylène / *Ethylene Oxide*

Durée de conservation / *Sterility life span* :

5 ans / *5 years*

Emballage / *Packaging* :

Interne PE, externe Tyvek / *Inner PE, outer Tyvek*

Étiquettes repositionnables x 4 / *Repositionable labels x4*



Référence <i>Code</i>	Longueur <i>Length</i>	Ø Filtre <i>Ø Filter</i>	Ø Tube <i>Ø Tube</i>	
E201290	460 mm	70 mm	8 mm	25

* Référence disponible dans notre stock REY Médical SA
Reference available in our stock at REY Médical SA

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time