

LANDANGER

SOLUTION ANTI-BUÉE STÉRILE
STERILE ANTI-FOG SOLUTION



Bouteille transparente
See-through bottle


Éponge radio opaque
Radio-opaque sponge



Éponge autocollante
Self-adhesive sponge

Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Réduisez la formation de buée sur l'extrémité distale de votre endoscope.
Prevent fogging on the distal end of your endoscope.



Caractéristiques techniques / *Specifications*

- + Solution liquide de 5ml contenant : alcool, éther et eau.
5ml liquid solution with alcohol, ether and water.
- + Éponge absorbante non abrasive.
Absorbent non-abrasive sponge.
- + Éponge autocollante radio opaque.
Self adhesive radio-opaque sponge.



Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* :

Rayon Gamma / *Gamma rays*

Durée de conservation / *Sterility life span* :

5 ans / *5 years*

Emballage / *Packaging* :

Blister rigide et Tyvek / *Blister and Tyvek*

Étiquettes repositionnables x 2 / *Repositionable labels x 2*



Référence
Code

Volume
Volume

Éponge absorbante
Absorbent sponge



E202100*

5 ml

45 x 45 mm

20

*Référence disponible dans notre stock REY Médical SA
Reference available in our stock at REY Médical SA

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time