

LANDANGER

KIT DE LAVAGE/ASPIRATION

SUCTION/IRRIGATION KIT

Tube mat limitant les reflets
Non reflective cannula

Double percuteur
Double striker




Modèle Ø 3 mm à Ø 10 mm
Modele Ø3mm to Ø 10 mm

Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Irriguez et aspirez les fluides de la cavité abdominale pour améliorer la visibilité du champ opératoire et détecter des saignements.

Irrigate and suck fluids from the abdominal cavity to improve surgical field and detect bleeding.



Caractéristiques techniques / *Specifications*

+ Code de couleur pour identification rapide des fonctions lavage et aspiration.

Bleu : lavage - Blanc : aspiration

Colour code for a quick identification of suction and irrigation activators.

Blue: irrigation - White: suction

+ Double percutés pour pouvoir relier 2 poches de sérum.

Double striker in order to connect 2 pockets of saline.

+ Tube mat pour limiter l'éblouissement durant l'opération.

Satin surface cannula to prevent light reflection during the procedure.



Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* :

Oxyde d'éthylène / *Ethylene Oxide*

Durée de conservation / *Sterility life span* :

5 ans / *5 years*

Emballage / *Packaging* :

Double emballage / *Double pouch*



Interne PE, externe Tyvek / *Inner PE, outer Tyvek*

Étiquettes repositionnables x 2 / *Repositionable labels x 2*



Référence / Code	Longueur / Length	Diamètre / Diameter	Conditionnement/ Packaging
E212208	330 mm	3 mm	10
E212209	280 mm	5 mm	
E212210*	330mm		
E212211	450 mm		
E212212	330 mm	10 mm	
E212213	450 mm		

Référence / Code	Longueur / Length	Diamètre / Diameter	Conditionnement/ Packaging
E212218*	450 mm	5 mm	10

Canule seule réutilisable / *Reusable cannula only*

*Références disponibles dans notre stock REY Médical SA

References available in our stock at REY Médical SA

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time