

LANDANGER

KIT DE LAVAGE/ASPIRATION REVOLVER SUCTION/IRRIGATION KIT

Large gamme Ø 3 mm à Ø 10 mm
Complete range Ø3mm to Ø 10 mm

Design / *Design*

REVOLVER


Tube mat
Matt tube

Double perceur
Double stricker



Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Irriguez et aspirez les fluides de la cavité abdominale pour améliorer la visibilité du champ opératoire et détecter des saignements.
Irrigate and suck fluids from the abdominal cavity to improve surgical field and detect bleeding.



Caractéristiques techniques / *Specifications*

- + Gachette pour un contrôle de l'aspiration.
Trigger to control the suction.
- + Double percuteurs pour pouvoir relier 2 poches de sérum.
Double striker in order to connect 2 pockets of saline.
- + Tube mat pour limiter l'éblouissement durant l'opération.
Satin surface cannula to prevent light reflection during the procedure.
- + Prise en main revolver.
Revolver grip handle.
- + Gamme complète $\varnothing 3$, $\varnothing 5$ et $\varnothing 10$ mm.
Complete range $\varnothing 3$, $\varnothing 5$ and $\varnothing 10$ mm.



Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* :

Oxyde d'éthylène / *Ethylene Oxide*

Durée de conservation / *Sterility life span* :

5 ans / *5 years*

Emballage / *Packaging* :

Double emballage / *Double pouch*



Interne PE, externe Tyvek / *Inner PE, outer Tyvek*

Étiquettes repositionnables x 2 / *Repositionable labels x 2*



Diamètre
Diameter



Référence	Longueur	Diamètre	Packaging		
Code	Lenght	Diameter	Boite de 10 pièces		
E212411	330 mm	5 mm	Box of 5 pieces		

Conditions de livraison: depuis le stock à Genève, sous réserve de vente préalable

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• **QUALITY** • **SECURITY** • **ECONOMY**

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10