

LANDANGER

KIT DE LAVAGE/ASPIRATION REVOLVER SUCTION/IRRIGATION KIT

Large gamme Ø 3 mm à Ø 10 mm
Complete range Ø3mm to Ø 10 mm

Design / *Design*

REVOLVER

Tube mat
Matt tube

Double perceur
Double stricker




Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Irriguez et aspirez les fluides de la cavité abdominale pour améliorer la visibilité du champ opératoire et détecter des saignements.

Irrigate and suck fluids from the abdominal cavity to improve surgical field and detect bleeding.

Caractéristiques techniques / *Specifications*

- + Gachette pour un contrôle de l'aspiration.
Trigger to control the suction.
- + Double percuteurs pour pouvoir relier 2 poches de sérum.
Double striker in order to connect 2 pockets of saline.
- + Tube mat pour limiter l'éblouissement durant l'opération.
Satin surface cannula to prevent light reflection during the procedure.
- + Prise en main revolver.
Revolver grip handle.
- + Gamme complète $\varnothing 3$, $\varnothing 5$ et $\varnothing 10$ mm.
Complete range $\varnothing 3$, $\varnothing 5$ and $\varnothing 10$ mm.



Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* :

Oxyde d'éthylène / *Ethylene Oxide*

Durée de conservation / *Sterility life span* :

5 ans / *5 years*

Emballage / *Packaging* :

Double emballage / *Double pouch*



Interne PE, externe Tyvek / *Inner PE, outer Tyvek*

Étiquettes repositionnables x 2 / *Repositionable labels x 2*



Référence / Code	Longueur / Length	Diamètre / Diameter	Conditionnement / Packaging
E212411*	330 mm	5 mm	Boîte de 10 pièces/Box of 10 pieces
E212412*	450 mm	5 mm	Boîte de 10 pièces/Box of 10 pieces

Référence / Code	Longueur / Length	Diamètre / Diameter	Conditionnement / Packaging
E212218*	450 mm	5 mm	Boîte de 10 pièces/Box of 10 pieces
Canule seule usage unique / <i>Cannula only single use</i>			

*Références disponibles dans notre stock REY Médical SA

References available in our stock at REY Médical SA

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time