

LANDANGER

TROCART 3 MM




**Atraumatische Spitze**  
*Pointe atraumatique*

**Optimierter Durchmesser**  
*Diamètre optimisé*

## Chirurgische Funktion / *Fonction opératoire*

Kreiert einen Zugang für die mini laparoskopischen Instrumente.  
*Créez un point d'accès atraumatique pour vos instruments de mini-coelioscopie.*



## Technische Merkmale / *Caractéristiques techniques*

- + Edeldstahl Kanüle um die Inzisionsgröße zu reduzieren.  
*Canule en inox pour minimiser la taille de l'incision.*
- + Luer-Lock für die Verbindung von Geräten.  
*Raccord Luer-Lock pour connecter vos dispositifs.*



## Verpackung / *Conditionnement*

Sterilisationsmethode / *Mode de stérilisation :*

Ethylenoxid / *Oxyde d'éthylène*

Haltbarkeit / *Durée de conservation :*

5 Jahre / *5 ans*

Verpackung / *Emballage :*

Doppel verpackt / *Double emballage*



Innen Tyvek, außen Papier / *Interne Tyvek, externe papier*

Wiederverwendbare Etiketten x 2 / *Étiquettes repositionnables x 2*



Referenz <i>Référence</i>	Kanüle <i>Tube</i>	Spitze <i>Pointe</i>	Länge <i>Longueur</i>	Spitze <i>Pointe</i>	
E220031*	x 1	x 1	60 mm	Atraumatisch <i>Atraumatique</i>	20

\*Reference available in our stock at REY Médical SA  
*Référence disponible dans notre stock REY Médical SA*

**YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003**

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • [contact@reymedical.ch](mailto:contact@reymedical.ch) • [www.reymedical.ch](http://www.reymedical.ch)

*The best technology available on the market, at the best price, at the right time*