

TROKAR 3 MM
TROCART 3 MM




Atraumatische Spitze
Pointe atraumatique

Optimierter Durchmesser
Diamètre optimisé

L A N D A N G E R

Chirurgische Funktion / *Fonction opératoire*

Kreiert einen Zugang für die mini laparoskopischen Instrumente.
Créez un point d'accès atraumatique pour vos instruments de mini-coelioscopie.



Technische Merkmale / *Caractéristiques techniques*

- + Edelstahl Kanüle um die Inzisionsgröße zu reduzieren.
Canule en inox pour minimiser la taille de l'incision.
- + Luer-Lock für die Verbindung von Geräten.
Raccord Luer-Lock pour connecter vos dispositifs.



Verpackung / *Conditionnement*

Sterilisationsmethode / *Mode de stérilisation :*

Ethylenoxid / *Oxyde d'éthylène*

Haltbarkeit / *Durée de conservation :*

5 Jahre / *5 ans*


Verpackung / *Emballage :*

Doppel verpackt / *Double emballage*

Innen Tyvek, außen Papier / *Interne Tyvek, externe papier*

Wiederverwendbare Etiketten x 2 / *Étiquettes repositionnables x 2*



| Referenz <i>Référence</i> | Kanüle <i>Tube</i> | Spitze <i>Pointe</i> | Länge <i>Longueur</i> | Spitze <i>Pointe</i> |  |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| E220031 | x 1 | x 1 | 60 mm | Atraumatisch <i>Atraumatique</i> | 20 |