

L A N D A N G E R

TROCART 3 MM




Atraumatische Spitze
Pointe atraumatique

Optimierter Durchmesser
Diamètre optimisé

Chirurgische Funktion / *Fonction opératoire*

Kreiert einen Zugang für die mini laparoskopischen Instrumente.
Créez un point d'accès atraumatique pour vos instruments de mini-coelioscopie.



Technische Merkmale / *Caractéristiques techniques*

- + Edelstahl Kanüle um die Inzisionsgröße zu reduzieren.
Canule en inox pour minimiser la taille de l'incision.
- + Luer-Lock für die Verbindung von Geräten.
Raccord Luer-Lock pour connecter vos dispositifs.



Verpackung / *Conditionnement*

Sterilisationsmethode / *Mode de stérilisation :*

Ethylenoxid / *Oxyde d'éthylène*

Haltbarkeit / *Durée de conservation :*

5 Jahre / *5 ans*

Verpackung / *Emballage :*

Doppel verpackt / *Double emballage*

Innen Tyvek, außen Papier / *Interne Tyvek, externe papier*

Wiederverwendbare Etiketten x 2 / *Étiquettes repositionnables x 2*



Einmalgebrauch
Usage Unique



Referenz <i>Référence</i>	Kanüle <i>Tube</i>	Spitze <i>Pointe</i>	Länge <i>Longueur</i>	Spitze <i>Pointe</i>	
E220031	x 1	x 1	60 mm	Atraumatisch <i>Atraumatique</i>	20

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• **QUALITY** • **SECURITY** • **ECONOMY**

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10