

LES INDISPENSABLES



PRODUITS

- Grattoirs
- Crayons dermiques
- Filtres



Grattoir

Abrasif haut qualité non friable pour éviter les particules lors du grattage de l'instrument.

Barre radio opaque pour sécuriser les déchets.

Surface inférieure adhésif à haut pouvoir d'accroche.

Taille : 5.0 x 5.0 cm



Crayons dermiques

Trois modèles de crayons dermiques sont disponibles avec deux types de pointes (FINE et STANDARD).

L'encre bleue gentiane est non toxique, non irritante et ne tâche pas.

Tous les crayons dermiques sont équipés de série d'une réglette de mesure dans le sachet.

Dispositif stérile à Usage unique



Filtre antifumée

Permet la protection du personnel de bloc et évite les contaminations croisées.

Se connecte au raccord Leur-lock du trocart par connecteur luer-lock sécurisé

Filtre à double membrane hydrophobe micro-cover en carbone


Efficacité de filtration : 99.6%

Molette de contrôle de débit

Longueur de la tubulure : 40cm

Références disponibles :

STERILE EO



Grattoirs stériles

50 x 50 mm **BETIPCL**

100



Crayons dermiques

mine standard **FMP2200PR**
mine fine **FMP2100PF**

50



Filtre anti-fumée


Longueur 40 cm **FAF202110**

25

>> FILTRES ANTI-FUMÉE

Stériles à usage unique

- Permet la **protection du personnel de bloc** et évite les contaminations croisées.
- Se connecte au raccord Luer-Lock du trocart.



Référence	Longueur	Dimensions du filtre	Conditionnement
FAF202110	40 cm	68,5 x 25 x 6 mm	1 / Sachet 25 / Boîte

FICHE TECHNIQUE

FILTRE ANTI FUMEE USAGE UNIQUE

Références : FAF202110

Luer-Lock

apparence transparent
matériaux ABS

clamp

apparence blanc
matériaux ABS

Tube

longueur 400 ± 20mm
OD 8,5mm
ID 5,8mm
apparence transparent
matériaux PVC

Filtre

enveloppe
dimensions 68,5x25x6mm
apparence transparent
matériaux PC - ABS
membrane filtrante
matériaux papier filtre en fibre de verre celluleux et en carbone imprégné (hydrophobe)
dimensions 63,7x1,4mm
efficacité de filtration 99,6 ± 0,2%
taille minimum des particules filtrées 0,026µm

Stérilisation

Oxyde d'éthylène

emballage

emballage primaire
pochette de maintien PE
sachet PETPP/papier pelable
emballage secondaire
boite cartonnée

Délai de conservation

3 ans

condition de stockage

température -34°C à 65°C
humidité 10 à 98%

Latex Sans
phtalates Sans
produits d'origine animal Sans

Conditionnement

Boîte de 25 pièces
1 pièce par sachet

93/42/CE
Origine

IIb
Chine



88, avenue du Général de Gaulle - 93541 Bagnolet Cedex - France
Tel : +33 (0)1 42 43 50 50 - Fax : +33 (0)1 42 43 64 44
E-mail : info@comepa.com - Internet : www.comepa.com

date de révision : septembre 2013