


TUBE DE CALIBRATION DESTINÉ À LA CHIRURGIE BARIATRIQUE ET DIGESTIVE



Test au « bleu » en toute sécurité

Quatre ouvertures de forme oblongue agencées en quinconces sont situées en partie distale du tube afin de faciliter la mise sous pression du néogastre.



Précision

Les tubes sont dotés de marquages afin d'aider l'anesthésiste à ajuster la profondeur et la position idéale du tube.




Avec ou sans ballon

Tubes en silicone lisse disponibles avec ou sans ballon distal.

CARACTÉRISTIQUES

- **Silicone** de catégorie **médicale**
- **Rigidité idéale** pour un parfait guidage
- **Positionnement optimal** des trous d'irrigation et d'aspiration
- **Performance maximale** pour test d'étanchéité
- **Marquages** de 20 cm à 70 cm
- **Entièrement atraumatique** grâce à un design adapté
- **Disponible avec ballon distal** pour toute procédure du tractus digestif supérieur
- **Taille standard 38FR** universelle (3FR = 1mm)



RÉFÉRENCES

	Diamètre	Longueur	Ballon
GCT90038B*	38FR	90 cm	-
GCT90038C*	38FR	90 cm	X
GCT90036B	36FR	90cm	-

55 IU Q Fn GS RQIE Qn nQRUn rN rBn 6

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10

contact@reymedical.ch

www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time