


LIGNE D'INSUFFLATION



AVANTAGES

- Les lignes d'insufflation sont conçues pour **résister à des débits de gaz élevés** afin de permettre une insufflation **rapide, contrôlée et sécurisée**
- Les tubulures sont **souples, non obstructives, légères** et à **haute résistance à la plicature**
- Dispositif conditionné en **double sachet pelable de stérilisation** et **étiquette de traçabilité**




Fiabilité

Tubulure extra souple anti-plicature. Le filtre en polycarbonate et membrane à haute caractéristique hydrophobe, antibactérien et antiviral apporte une excellente barrière aux contaminations croisées patient / insufflateur.

Efficacité de filtration :

Bactéries : 99.999%


Particules et virus : 99.99%



Facilité d'utilisation

La tubulure ultra légère évite de positionner trop de poids sur le raccord du trocart ou de l'aiguille de pneumopéritoine.

Longueur de la tubulure de 3m.



Compatibilité

Les différents raccords assurent la compatibilité avec l'ensemble des insufflateurs. La large gamme de raccords permet d'homogénéiser le parc. Le raccord luer-lock sécurisé vient s'adapter sur tous les trocarts disponibles.

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time