




MIDSOND

SONDE DE CALIBRATION OROGASTRIQUE



CARACTÉRISTIQUES DE LA MIDSOND :

La MIDSOND[®] est un tube de silicone de diamètre 12,5mm (37,5 Fr), avec un ballonnet situé à 6 cm de son embout distal.

Ce ballonnet peut être gonflé par l'intermédiaire d'une valve fixée sur la partie proximale de la sonde.

CHIRURGIE DE L'OBÉSITÉ : UTILISATIONS

La pose de l'anneau gastrique MIDBAND™

Le by-pass gastrique

La gastrectomie longitudinale

DONNÉES TECHNIQUES :

Matériaux :	Silicone médical
Longueur du tube :	730 +/- 4 mm
Diamètre du tube :	12,5 +/- 0,5 mm (37,5Fr)
Volume maximal du ballonnet :	25 mL (ou 25 cc)
Type embout de la valve :	Luer Lock

CONDITIONNEMENT :

Conditionnement unitaire, sous sachet médical scellé

REF **MID012**

Boite cartonnée de dimensions : 24,5 x 17,5 x 3,7 cm.

INFORMATIONS :



Seuls des praticiens ayant l'expérience de la chirurgie bariatrique doivent manipuler les MIDSOND®.



Les indications particulières d'utilisation sont détaillées dans la notice.



Usage unique / Ne pas restériliser.



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

CE 0459 - Classe : Is



Stérile (stérilisé à l'oxyde d'éthylène).



Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.



REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• QUALITY • SECURITY • ECONOMY

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10