


## EINWEG BIPOLARE PINZETTEN MIT INTEGRIERTEM KABEL



### Produkte

- **Steril** EtO
- **Gebrauchsfertig**
- **Einweg**
- **Doppelte Sterilisationsverpackung**
- **Kompatibel** Valleylab, Lamidey, EMC und einige ERBE Vio in 28.5mm Mit dem bipolarem Adapter von ERBE 4mm und 22mm benutzbar.
- **Sicherheitsvorrichtungen** - Gemäss den französischen Vorschriften

#### Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 0.7 mm

---

| Referenz     | Länge  |
|--------------|--------|
| MI P41011007 | 115 mm |



#### Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

---

| Referenz     | Länge  |
|--------------|--------|
| MI P41012010 | 150 mm |



#### Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

---

| Referenz     | Länge  |
|--------------|--------|
| MI P41014010 | 200 mm |



#### Gebogene bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

---

| Referenz     | Länge  |
|--------------|--------|
| MI P41012210 | 150 mm |



#### Bajonett bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

---

| Referenz     | Länge  |
|--------------|--------|
| MI P41018010 | 200 mm |



*Verpackungseinheit : 10 Stück / Schachtel*

**YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003**

**INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY**

**+41 (0)22 743 24 10 • [contact@reymedical.ch](mailto:contact@reymedical.ch) • [www.reymedical.ch](http://www.reymedical.ch)**

*The best technology available on the market, at the best price, at the right time*