


## MANCHE DE BISTOURI À USAGE UNIQUE



### AVANTAGES

- Développés avec des composants de **haute qualité** et industrialisés suivant les **technologies automatisées** les plus **récentes**, les manches apportent un **rapport coût/performance compétitif** sans compromis avec la **sécurité** lors de la chirurgie haute fréquence
- Dispositif **stérile, prêt à l'emploi**, conditionné en **double sachet de stérilisation** avec **étiquette de traçabilité**



### Fiabilité

Le design ergonomique du manche apporte une excellente préhension dans la main du chirurgien et contribue à la précision du geste.

**La sensibilité des interrupteurs CUT et COAG permet une pression constante et un déclenchement de l'électrochirurgie en toute sécurité.**

La souplesse du cordon facilite la précision du geste et limite la fatigue du chirurgien.



### Sécurité

Le double sachet pelable de stérilisation avec témoin de stérilisation apporte une sécurité lors de la mise en place du manche.


Les manches sont dotés d'un système anti-rotation hexagonal universel permettant l'utilisation de tous types d'électrodes.

**L'ensemble des tests les plus exigeants sont conduits tout au long du procédé de fabrication et du contrôle final.**



### Facilité d'utilisation

Les manches sont disponibles avec des longueurs de cordons de 3m et 5m afin de sécuriser les abords du site opératoire.



Référence	Description	Longueur de la lame	Conditionnement
MT100	Cordon de 3 m Connecteur 3 broches VALLEYLAB	70 mm	Double emballage soudé - 50 pcs / boîte
MT105	Cordon de 5 m Connecteur 3 broches VALLEYLAB	70 mm	Double emballage soudé - 50 pcs / boîte

**YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003**

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10

contact@reymedical.ch

www.reymedical.ch

*The best technology available on the market, at the best price, at the right time*