



CABLE BIPOLAIRE A USAGE UNIQUE

REF. P190165 D



Cable bipolaire 5 m

Instrument connecteur : 2 broches avec écartement fixe européen recommandé

Générateur connecteur : distance pin 29 mm

CABLE MONOPOLAIRE A USAGE UNIQUE

REF. P190255 D



Cable monopolaire 5 m

Instrument connecteur : 4 mm femelle

Générateur connecteur : standard 4 mm (banana plug)

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• QUALITY • SECURITY • ECONOMY

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10