


EINWEG BIPOLARE PINZETTEN MIT INTEGRIERTEM KABEL



Produkte

- **Steril** EtO
- **Gebrauchsfertig**
- **Einweg**
- **Doppelte Sterilisationsverpackung**
- **Kompatibel** Valleylab, Lamidey, EMC und einige ERBE Vio in 28.5mm Mit dem bipolarem Adapter von ERBE 4mm und 22mm benutzbar.
- **Sicherheitsvorrichtungen** - Gemäss den französischen Vorschriften

Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 0.7 mm

Referenz	Länge
MI P41011007	115 mm



Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

Referenz	Länge
MI P41012010	150 mm



Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

Referenz	Länge
MI P41014010	200 mm



Gebogene bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

Referenz	Länge
MI P41012210	150 mm



Bajonett bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

Referenz	Länge
MI P41018010	200 mm



Verpackungseinheit : 10 Stück / Schachtel

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time