




OFFENE CHIRURGIE

BIPOLAR
MONOPOLAR

EINWEG BIPOLARE PINZETTEN MIT INTEGRIERTEM KABEL



Produkte

- **Steril** EtO
- **Gebrauchsfertig**
- **Einweg**
- **Doppelte Sterilisationsverpackung**
- **Kompatibel** Valleylab, Lamidey, EMC und einige ERBE Vio in 28.5mm Mit dem bipolarem Adapter von ERBE 4mm und 22mm benutzbar.
- **Sicherheitsvorrichtungen** - Gemäss den französischen Vorschriften

Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 0.7 mm

Referenz	Länge
MI P41011007	115 mm



Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

Referenz	Länge
MI P41012010	150 mm



Gerade bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

Referenz	Länge
MI P41014010	200 mm



Gebogene bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm

Referenz	Länge
MI P41012210	150 mm



Bajonett bipolare Pinzette - Stumpfe Spitze 1 mm


Referenz	Länge
MI P41018010	200 mm



Verpackungseinheit : 10 Stück / Schachtel



EINWEG BIPOLARE PINZETTEN




Produkte

- Steril EtO
- Gebrauchsfertig
- Einweg
- Doppelte Sterilisationsverpackung
- Kompatibel Valleylab, Lamidey, EMC und einige ERBE Vio in 28.5mm Mit dem bipolarem Adapter von ERBE 4mm und 22mm benutzbar.
- Sicherheitsvorrichtungen - Gemäss den französischen Vorschriften

Bipolare gebogene Pinzette Mc Pherson - Spitze 0.5 mm

Referenz **Länge**
P41510205 100 mm



Bipolare Pinzette Adson - Spitze 1 mm

Referenz **Länge**
P41531010 150 mm



Bipolare gebogene Pinzette - Spitze 1 mm

Referenz **Länge**
P41514210 200 mm



Bipolare gebogene Pinzette - Spitze 2 mm

Referenz **Länge**
P41514220 200 mm



Bipolare gerade bajonette Pinzette **non-stick** - Spitze 0.5 mm

Referenz **Länge**
P41520005NS 240 mm



Bipolare gebogene Pinzette "Typ Silver" **non-stick** - Spitze 1mm*

Referenz **Länge**
P57014210NS 200 mm



Bipolare gebogene Pinzette "Typ Silver" **ultra non-stick** - Spitze 1mm*

Referenz **Länge**
P57014210UNS 200 mm



*ohne Kabel

Verpackungseinheit : 10 Stück / Schachtel



EINWEG MONOPOLARE PINZETTEN



Referenz	Beschreibung	Breite	Länge	Spitze	Verpackungseinheit
P35013410	Gerade Pinzette	15 mm	200 mm	1 mm	Doppelverpackung - 10 Stk / Schachtel
P35013207D	Gerade Pinzette	7 mm	180 mm	0.7 mm	Doppelverpackung - 10 Stk / Schachtel



EINWEG BIPOLARES KABEL

REFERENZ P190165 D



Bipolares Kabel 5 m

Verbindung des Instruments: Europäischer Stecker

Verbindung des Generators: Pin Distanz 29 mm

EINWEG MONOPOLARES KABEL

REFERENZ P190255 D



Monopolares Kabel 5 m

Verbindung des Instruments: 4 mm weiblich

Verbindung des Generators: Standard 4 mm Bananenstecker

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time