




EINWEG BIPOLARE PINZETTEN



Produkte

- **Steril** EtO
- **Gebrauchsfertig**
- **Einweg**
- **Doppelte Sterilisationsverpackung**
- **Kompatibel** Valleylab, Lamidey, EMC und einige ERBE Vio in 28.5mm Mit dem bipolarem Adapter von ERBE 4mm und 22mm benutzbar.
- **Sicherheitsvorrichtungen** - Gemäss den französischen Vorschriften

Bipolare gebogene Pinzette Mc Pherson - Spitze 0.5 mm

Referenz
P41510205

Länge
100 mm



Bipolare Pinzette Adson - Spitze 1 mm

Referenz
P41531010

Länge
150 mm



Bipolare gebogene Pinzette - Spitze 1 mm

Referenz
P41514210

Länge
200 mm



Bipolare gebogene Pinzette - Spitze 2 mm

Referenz
P41514220

Länge
200 mm



Bipolare gerade bajonette Pinzette **non-stick** - Spitze 0.5 mm

Referenz
P41520005NS

Länge
240 mm



Bipolare gebogene Pinzette "Typ Silver" **non-stick** - Spitze 1mm*

Referenz
P57014210NS

Länge
200 mm



Bipolare gebogene Pinzette "Typ Silver" **ultra non-stick** - Spitze 1mm*

Referenz
P57014210UNS

Länge
200 mm



*ohne Kabel

Verpackungseinheit : 10 Stück / Schachtel

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time