



DISSECTEUR BIPOLAIRE LAPAROSCOPIQUE

DISSECTION

COAGULATION

MANIPULATION

Adaptable sur tous les générateurs d' electro chirurgie



Sécurité


Développé avec des **composants de haute qualité** et un **process fiabilisé**, le design et l'ergonomie des pinces bipolaires de coelochirurgie apportent **sécurité** et **facilité** d'utilisation.

Adaptabilité

Les **différentes terminaisons** Dissecteur Maryland et Pince fenêtrée permettent une **utilisation multi usage** suivant les procédures.

Compatibilité

La gamme de Pince Bipolaire Usage Unique offre une **plus grande flexibilité** aux utilisateurs et permet d'assurer la sécurité par des pièces disponibles en satellite dans le bloc.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poignée.....Ergonomique ABS à double doigt
- Longueur utile.....33 cm
- Isolation tige.....Gaine PTFE
- Diamètre externe.....5 mm
- Système de rotation....Rotatif à 360°
- Capacité charge électrique..0.4kVp max
- Connecteur surmoulé.....2 fiches 4mm monobloc
- Longueur du cordon.....3 m
- Stérile.....oui - Oxyde d'Ethylène
- Conditionnement.....Double sachet PE + Tyvek pelable

	<p>Dissecteur Type Maryland PB109802</p>
	<p>Pince droite fenêtrée Type Johan PB109822</p>

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• **QUALITY** • **SECURITY** • **ECONOMY**

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10