


# Sacromesh

La découpe qui simplifie votre chirurgie



---

Implant **conçu pour la promontofixation**

**Ajustement distinct** de la tension



Confort de la patiente **optimisé**

---

# LA DECOUPE QUI SIMPLIFIE VOTRE CHIRURGIE

**SACROMESH** est une prothèse de promontofixation dédiée au traitement du prolapsus d'organes par une approche coelioscopique.

## ELEMENTS CLES DU PRODUIT



La prothèse antérieure est identifiable grâce à un fil vert;

### Implant **conçu pour la promontofixation**

SACROMESH est une prothèse prédécoupée conçue spécialement pour s'adapter à l'anatomie des femmes et pour éviter la sur-manipulation. La prothèse antérieure est facilement identifiable grâce à la ligne verte lorsqu'elle est fixée sur le promontoire.

### Ajustement **distinct** de la tension

Le kit comprend 2 prothèses pour la promontofixation. Ces deux implants séparés permettent un ajustement de la tension optimale pour chaque prothèse antérieure et postérieure. Elles peuvent également être utilisées séparément.

### Confort de la patiente **optimisé**

La Sacromesh est conçue à partir de polypropylène léger, une faible quantité de matériau est implanté. Le tricot spécifique à la Sacromesh garantit une élasticité contrôlée et orientée afin de favoriser le confort de la patiente. La promontofixation est une chirurgie mini invasive.



### > DESCRIPTION

La prothèse postérieure est conçue pour être placée facilement sur les muscles élévateurs de l'anus. La prothèse antérieure est conçue pour être placée facilement sous le ligament rond en cas de conservation utérine. La mémoire de forme du tricot est idéale pour l'approche laparoscopique et le déploiement de la prothèse


### > COMPOSITION

- Polypropylène monofilament tricoté
- Macroporeux
- Poids léger ( $39 \pm 3 \text{ g/m}^2$ )
- Taille des pores ( $1,7 \times 1,7 \text{ mm}$ )
- Interstices ( $0,005 \text{ mm}^2$ )
- Résistance ( $20 \text{ N/cm}$ )

### > UNE PROTHÈSE AJUSTÉE POUR L'ANATOMIE DES FEMMES



Polypropylène monofilament macroporeux



Sacromesh est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par COUSIN BIOTECH. L'évaluation de sa conformité CE a été effectuée par SGS 120. Le système de qualité de COUSIN BIOTECH a été certifié conforme aux exigences de l'ISO 13485. Consultez la notice d'instructions de chaque produit pour plus d'informations. Référence : FPGSACFR01 - 26/10/15

CE  
0120




**REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY**



• QUALITY • SECURITY • ECONOMY

Visit our website: [www.reymedical.ch](http://www.reymedical.ch) or call us: 022 743 24 10



## BANDELETTE POUR LA PROMONTOFIXATION



Forme	Référence	Description	Longueur	CDT
	SACROMESH9	Plaques sacromesh soft p9 1 plaque antérieure 1 plaque postérieure	64 mm x 190 mm 54 mm x 193 mm	1 kit / boîte
	FBIOP90320	Bandelettes promontofixation soft p9	30 mm x 200 mm	2 pcs / boîte

## > DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le kit à usage unique Sacromesh SOFT PROLAPS' inclut 2 prothèses prédécoupées antérieure et postérieure en polypropylène monofilament tricoté macroporeux à mailles carrées bloquées pour la promontofixation.

Les produits sont vendus emballés sous double-sachet, conditionnés en boîte, stérilisés à l'oxyde d'éthylène et marqués CE (implant urogénitaux - implant pour le traitement du prolapsus), classe IIb, non résorbables, d'origine ni humaine, ni animale.

## > INDICATIONS

Les prothèses Sacromesh pour la cure de prolapsus par promontofixation sont destinées à être utilisées comme renfort et soutien tissulaire lors du traitement chirurgical du prolapsus génital par voie coelioscopique.

## > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> MASSE SURFACIQUE (g/m <sup>2</sup> )	>TAILLE DES PORES (mm)	> POROSITÉ MINIMALE (µm)	> RÉSISTANCE CHAÎNE MINIMUM (N/cm)	> RÉSISTANCE TRAME MINIMUM (N/cm)	> INTERSTICE (mm <sup>2</sup> )
• 39 ± 3	• 1,7 x 1,7	• 20	• 20	• 20	• 0,005

**REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY**

• **QUALITY** • **SECURITY** • **ECONOMY**

Visit our website: [www.reymedical.ch](http://www.reymedical.ch) or call us: **022 743 24 10**