



## INDICATIONS

Réparation et renforcement pariétal des hernies ombilicales, et des éventrations. Implantation intra-péritonéale.


## DESCRIPTION DU PRODUIT

Implant de renforcement pariétal, biface, en polypropylène monofilament et ePTFE.

Les prothèses sont marquées d'une croix à l'encre biocompatible sur la face anti-adhérente (selon les références). Les implants sont vendus emballés sous double sachet, conditionnés en boîte, stérilisés à l'oxyde d'éthylène et marqués CE, classe IIb. Non résorbable. Origine ni humaine, ni animale.

## MATERIAU ET POIDS

> 120 ± 10 g/m<sup>2</sup>



### CÔTÉ A

Une face ePTFE micro-perforé pour limiter les adhérences

### CÔTÉ B


Une face macroporeuse en polypropylène monofilament favorisant une incorporation tissulaire rapide

> Prothèse sûre et fiable

> Efficacité prouvée

> Facile à manipuler

- Ouverte ou coelioscopique
- Profile fin et flexible
- déploiement facile



\*Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs moyennes données à titre indicatif.

## REFERENCES ET TAILLES

### OMBILICALE, VENTRALE

Forme	Référence	Description	Dimension (cm)
	FBIO T1 1515*	Implant	15 x 15
	FBIO T1 2020	Implant	20 x 20
	FBIO T1 3030*	Implant	30 x 30
	FBIO T1 3050	Implant	30 x 50
	FBIO T1 1015*	Implant	10 x 15
	FBIO T1 1520*	Implant	15 x 20
	FBBIO T1 2025*	Implant	20 x 25
	FBIO T1 R12X*	Implant	Ø 12

\*Références disponibles dans notre stock à REY Médical SA

Intramesh T1 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par COUSIN BIOTECH s.a.s. L'évaluation de sa conformité CE a été réalisée par l'organisme notifié SGS Belgium NV (CE1639). Le système qualité de COUSIN BIOTECH S.A.S a été certifié conforme aux exigences de la norme ISO 13485. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation du produit. La notice d'instructions est disponible électroniquement à : <https://www.cousin-biotech.com/fr/notices-implants> Référence: FPVMT1FR04 - Version : 12/07/22. Photos et textes non contractuels. Spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Cousin Biotech S.A.S capital : 340 656 € - 398 460 261 RCS Lille - N°TVA FR 34 398 460 261. Cousin Biotech est le fabricant légal des dispositifs médicaux proposés par Cousin Surgery.

Y R AR ER S R ERY S E

A A A YA E SER E S R ERY

• contact re medical c • re medical c

e est tec nolo a aila le on t e arket at t e est rice at t e ri t ti e