




Premium®

## Implant en polypropylène léger



### Descriptif du produit :

Treillis en polypropylène monofilament.

Repère anatomique sur certaines références : polypropylène monofilament avec colorant bleu Phthalocyaninato (2-) Copper.

Les produits sont vendus emballés sous double sachet, conditionnés en boîte, stérilisés à l'oxyde d'éthylène et marqués CE, classe IIb. Non résorbable. Origine ni humaine, ni animale.

### Indications :

Réparation et renforcement pariétal des hernies inguinales, fémorales et des éventrations.

