


PREMIUM

**IMPLANT EN POLYPROPYLENE LÉGER
EXTRA-PÉRITONÉAL**



Le meilleur compromis

Légèreté et **résistance**

Mémoire de forme

PREMIUM : IMPLANT EN POLYPROPYLENE LÉGER

> INDICATIONS

Réparation et renforcement pariétal des hernies inguinales, fémorales et des éventrations.

> DESCRIPTIF DU PRODUIT

Treillis en polypropylène monofilament.


Repère anatomique sur certaines références : polypropylène monofilament avec colorant bleu (Phthalocyaninato (2-) Copper).

Les produits sont vendus emballés sous double sachet, conditionnés en boîte, stérilisés à l'oxyde d'éthylène et marqués CE, classe IIb. Non résorbable. Origine ni humaine, ni animale.

> MATÉRIAU ET GRAMMAGE

Polypropylène
37 g/m²*

> POINTS CLÉS



- **Produit reconnu**
- **Léger**
- **Compatible toute voie d'abord**
- **Découpable**

> RÉFÉRENCES ET TAILLES

	Forme	Référence	Description et taille (cm)
Lichtenstein		VCB PM P884U	Implant prédécoupé et fendu 7 x 13
TAPP/TEP		VCB PM P613U*	Implant prédécoupé et fendu 6 x 13,5
Ventrale (extra-péritoneale)		VCB PM 1215U	Implant oval 12 x 15
		VCB PM 1216U*	Implant prédécoupé 12 x 16,5
		VCB PM 1515U*	Implant 15 x 15
Standard		VCB PM 3030U*	Implant 30 x 30
		VCB PM 1530U	Implant 15 x 30

*Références disponibles dans notre stock REY Médical SA
Autres références disponibles sur demande

Premium est un dispositif médical de classe IIb, implant de renforcement pariétal non-résorbable, fabriqué par COUSIN BIOTECH S.A.S. L'évaluation de sa conformité CE a été réalisée par l'organisme notifié SGS Belgium NV (CE1639). Le système qualité de COUSIN BIOTECH S.A.S a été certifié conforme aux exigences de la norme ISO 13485. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation du produit. Référence : FPVPRMFR02 - 18/05/20. Photos et textes non contractuels. Spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Cousin Biotech S.A.S au capital de : 340 656 € - 398 460 261 RCS Lille - N°TVA FR.34.398.460.261

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time